

Système pluritechnologique : bras de robot

Performance : pression d'aspiration

1. Prise en main du système pluritechnologique

Se connecter à la session examen

Le Robot Magician est un robot d'apprentissage, il permet d'étudier les déplacements, mais il permet aussi de dessiner, de saisir par ventouse ou par pince un objet et de le déplacer, il peut également réaliser des impressions en 3D.




Procédure de mise en marche :

- 1- Appuyer sur bouton ON/OFF du robot pour l'allumer ;
- 2- Lancer le logiciel DobotStudio → icône sur le bureau : 

- 1- Choisir le port de communication ici com6
- 2- Connecter le robot à l'ordinateur
- 3- Lancer la position home
- 4- Lancer la succion

2. Performances attendues



3. Performance mesurée

a. Mise en place du protocole expérimental

Placer sur le poste de travail le capteur de pression à la sortie flexible de succion comme sur la figure ci-contre.

Prendre soin d'initialiser le capteur.


b. Réaliser 5 relevés.

c. Calculer la valeur moyenne des 5 relevés.



4. Performance simulée

Ouvrir le logiciel Matlab puis le fichier « suction_eleve.slx » qui se trouve dans le dossier « Fichiers Matlab ».



Modélisation multiphysique de la succion du bras de robot Magician

Données de paramétrage de la simulation

Tension de la batterie : 12 V

Resistance interne de la batterie : 2 Ω

Resistance interne du moteur de pompe : 1 Ω

Inductance interne du moteur de pompe : 2 mH

Constante de vitesse du moteur : 0,2 V·rad·s⁻¹

Moment d'inertie J(inertia) : 0,00002 kg·m²